

Zotavení CoBoxu Micro v následujících krocích

- Je potřeba spojit dva body desky dle obrázku
  - Připojit napájení a vyčkat výpisu na seriovou linku \*\*\* Lantronix universal test program \*\*\*
  - Odpoj drátek
  - Zmáčkni a drž klávesu 'm' dokud se neobjeví prompt, zmáčkni Enter
  - V menu zvol seriál nebo network load.
- Pro jednoduchost zvol network load.
- na PC spusť tftp a pokračuj běžným způsobem

